

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号 405

発生場所	ベットサイド	精神・意識障害の有無	リスク B. 物の性能のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク
発生場所（その他）			
関連したもの		発生内容の分類	

発生内容

血糖値の測定結果の変動

概要

低血糖値であった為に、ブドウ糖を与薬し30分後に再度血糖値を測定したところ改善がみられず、今度は50%ブドウ糖をIV、その後再度血糖値を測定したところ、今度はHiとなった為、万全を期すために違う器機で再度測定したところ、正常範囲であった。

要因

器機の不良

対策

日常点検の徹底と、医療機器管理者の巡回の回数を増やす。

参照