

物的環境に関連するインシデント・アクシデント事例

事例番号769

発生場所	その他	精神・意識障害の有無	リスク
発生場所 (その他)	薬剤科		
関連したもの	試薬保管冷蔵庫	発生内容の分類	C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク
		冷蔵庫の管理	

発生内容

冷蔵庫のドアが老朽化で開き、温度上昇

概要

月曜日の朝、薬剤科で無菌試験用の試薬（エンドスペース）を保管する冷蔵庫が水浸しになっているのを発見。冷蔵庫のドアが開き、冷蔵庫内の霜が溶けており、温度を測ると14度となっていた。試薬のメーカーへ確認し、8度以上の使用データなく、異常値にならなければ施設の判断に任せるとのことで、そのまま試薬は使用した。無菌試験の結果に異常値はでなかった。

要因

冷蔵庫が購入してから10年以上経過しており、ドアのパッキンが劣化していた。冷蔵庫を閉めたあとに、パッキンの劣化で開いた可能性。

対策

冷蔵庫を買い替えた。

参照